



Scheda tecnica REF 684.04.06

20.02.2026

Dati generali			
Codice	684.04.06	pinza p afferrare cobra Ø 5mm rotan mov semplice c crem	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33596	GTIN	04046826307813
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Classe	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,107	Istruzioni d'uso	G6810101
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK04
Codice CND	L1204		
N° di repertorio	302232		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	Ø 5mm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	PA6.6GF30 (Polyamid mit 30% Glasfaseranteil)		
Altro	PPSU (Polyphenylsulfon)		