



Scheda tecnica REF 69.02.35

20.02.2026

Dati generali			
Codice	69.02.35	cassette per impianto ricostruzione mandibolare con sistema di bloccaggio 2.4	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12143	GTIN	04046826338763
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-142
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso netto (kg)	2,150	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	V0402		
N° di repertorio	180520		
 			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura		Rivestimento	Durante l'anodizzazione si crea uno strato di metallo duro su componenti in alluminio mediante arricchimento con titanio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.3547 (AlMg4,5Mn)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	PPSU (Polyphenylsulfon)		