



## Scheda tecnica REF 69.03.01

20.02.2026

| Dati generali   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Codice  | 69.03.01  | vassoio esterno con vani portaoggetti per vassoi per impianti da 1.2 a 2.4 fract. |  |
| Unità   | pz.   | Numero doganale   | 90189084   |
| GMDN  | 12143   | GTIN  | 04046826353391   |
| Classe di rischio   | 1 (EU MDR)  | UMDNS-Code  |  |
| Classe  | 1 (EU MDR)  | Base UDI-DI   | 4046826;N003;03;X8   |
| Peso netto (kg)   | 1,050   | Istruzioni d'uso  | GATDN00X   |
| Latex free  | si  | Istruzioni per la preparazione  |  |
| Codice CND  |   |   |  |
| N° di repertorio  |   |   |  |
|   |   |   |  |
| Medicon media   | 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) |   |  |
| Immagine completa   |   | Immagine dettagliata  |  |
|    |   |   |  |
| Misura  |   | Rivestimento  | Durante l'anodizzazione si crea uno strato di metallo duro su componenti in alluminio mediante arricchimento con titanio |
| Condizioni di conservazione   |   |   |  |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |   |   |  |
| Materiali   |   |   |  |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)                         |   |  |
| Corpo   | 3.3547 (AlMg4,5Mn)  |   |  |
| Vite  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)  |   |  |