






## Scheda tecnica REF 70.30.26

20.02.2026

Dati generali			
Codice	70.30.26	Jacobson uncino appuntito 2mm 90° 18.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826492885
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-028
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,032	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	2mm 90° 18.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		