







Scheda tecnica REF 70.30.41

20.02.2026

Dati generali			
Codice	70.30.41	Yasargil uncini da tessuto 1.0mm 19cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826492878
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-797
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,051	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	1.0mm 19cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4305 (X8CrNiS18-9)		