







Scheda tecnica REF 70.35.19

20.02.2026

Dati generali			
Codice	70.35.19	Hardy forchetta baionetta24cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13998	GTIN	04046826492755
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-453
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,041	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	24cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		