






## Scheda tecnica REF 70.35.44

20.02.2026

Dati generali			
Codice	70.35.44	Hardy curette malleabile Ø 4mm 26cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47525	GTIN	04046826492748
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso netto (kg)	0,045	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	Ø 4mm 26cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		