







Scheda tecnica REF 70.46.20

20.02.2026

Dati generali			
Codice	70.46.20	pinze a cucchiaino retto 14cm Ø 1.0mm Mikro	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826492649
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-800
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,020	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	14cm Ø 1.0mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		