







Scheda tecnica REF 70.50.51

20.02.2026

Dati generali			
Codice	70.50.51	Scoville Gancio di ritenzione angolata verso il basso 14.5cm 90° 8mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826492984
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-393
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,055	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	14.5cm 90° 8mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		