








Scheda tecnica REF 70.50.67

20.02.2026

Dati generali			
Codice	70.50.67	Love Gancio di ritenzione lungo 7mm 18cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826492939
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-393
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,085	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	7mm 18cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		