






Scheda tecnica REF 709.30.15

20.02.2026

Dati generali			
Codice	709.30.15	cacciavite esagonale 2.5mm 20cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826357009
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso netto (kg)	0,063	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	2.5mm 20cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Corpo	1.4034 (X46Cr13)		
Vite	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Manico	PPSU (Polyphenylsulfon)		
Altro	1.4034 (X46Cr13)		