






Scheda tecnica REF 709.30.19

20.02.2026

Dati generali			
Codice	709.30.19	manicotto di presa per vite Ø 2.7/3.5/4.0mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47831	GTIN	04046826357047
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-224
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso netto (kg)	0,005	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L9099		
N° di repertorio	437669		
 			
Medicon media	450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 2.7/3.5/4.0mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		