





## Scheda tecnica REF 709.30.29

20.02.2026

Dati generali			
Codice	709.30.29	perforatore Ø 2.7mm 85mm p mandrino a tre ganasce	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826357146
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-204
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,003	Istruzioni d'uso	G930100
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L1104		
N° di repertorio	219582		
			
Medicon media	450.00.63 (catalogo Ortopedia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 2.7mm 85mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4112 (X90CrMoV18)		
Altro	1.4021 (X20Cr13)		