






Scheda tecnica REF 71.11.92

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Codice | 71.11.92 | lama adenotomo16mm Fig 2 | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 10025 | GTIN | 04046826129668 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 10-025 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;02;ag;37 |
| Peso netto (kg) | 0,002 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK01-1 |
| Codice CND | L14010101 | | |
| N° di repertorio | 247682 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.37 (catalogo ORL) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | 16mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |