








Scheda tecnica REF 71.64.23

20.02.2026

Dati generali			
Codice	71.64.23	Nager retrattore per palato molle 22cm 13mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826130282
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-038
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso netto (kg)	0,024	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	420377		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	22cm 13mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		