





Scheda tecnica REF 710.30.14

20.02.2026

Dati generali			
Codice	710.30.14	perforatore Ø 2.5mm 180mm p accoppiamento rapido	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826357757
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-204
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,008	Istruzioni d'uso	G930100
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L1104		
N° di repertorio	219589		
			
Medicon media	450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 2.5mm 180mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4112 (X90CrMoV18)		
Altro	1.4021 (X20Cr13)		