





## Scheda tecnica REF 711.30.31

20.02.2026

Dati generali			
Codice	711.30.31	filettatore 175mm p 4.5mm calibrato	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826361587
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-331
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,012	Istruzioni d'uso	G930100
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L1104		
N° di repertorio	219611		
			
Medicon media	450.00.63 (catalogo Ortopedia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	175mm 4.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4034 (X46Cr13)		