






Scheda tecnica REF 712.35.52

20.02.2026

Dati generali			
Codice	712.35.52	fresa 160mm p viti cannulada Ø 3.5mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	16462	GTIN	04046826376222
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-331
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,017	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	Z12130580		
N° di repertorio	250000		
			
Medicon media	450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	160mm Ø 3.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		