





## Scheda tecnica REF 712.45.50

20.02.2026

Dati generali			
Codice	712.45.50	perforatore cann a 4 tagli Ø 3.2/1.75mm 160mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826376253
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-204
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,007	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L1104		
N° di repertorio	219614		
			
Medicon media	450.00.63 (catalogo Ortopedia )		
<b>Immagine completa</b>		<b>Immagine dettagliata</b>	
			
Misura	Ø 3.2/1.75mm 160mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		