





Scheda tecnica REF 713.30.02

20.02.2026

Dati generali			
Codice	713.30.02	perforatore a 3 tagli Ø 4.5mm 195mm p accopp rapido	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826370534
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-204
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,019	Istruzioni d'uso	G930100
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L1104		
N° di repertorio	219619		
			
Medicon media	450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 4.5mm 195mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		