





Scheda tecnica REF 72.04.50

20.02.2026

Dati generali			
Codice	72.04.50	apribocca32/27mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	16197	GTIN	04046826130596
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-822
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso netto (kg)	0,025	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	R9001		
N° di repertorio	361905		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	32/27mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		