






Scheda tecnica REF 72.05.60

20.02.2026

Dati generali			
Codice	72.05.60	Denhart apribocca13cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35085	GTIN	04046826130664
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-822
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso netto (kg)	0,082	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L150202		
N° di repertorio	181367		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	13cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		