





## Scheda tecnica REF 72.05.63

20.02.2026

Dati generali			
Codice	72.05.63	Denhart Hoefert apribocca12.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35085	GTIN	04046826337339
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-822
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso netto (kg)	0,093	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L150202		
N° di repertorio	181369		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica ) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	12.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		