






Scheda tecnica REF 72.07.51

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------|
| Codice | 72.07.51 | Medicon apribocca11cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 35085 | GTIN | 04046826130886 |
| Classe di rischio | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 11-822 |
| Classe | 5 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N004;05;XR |
| Peso netto (kg) | 0,090 | Istruzioni d'uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | L150202 | | |
| N° di repertorio | 181391 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | 11cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Vite | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |