





Scheda tecnica REF 72.07.61

20.02.2026

Dati generali			
Codice	72.07.61	Seemann Seiffert apribocca11cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35085	GTIN	04046826130916
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-822
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso netto (kg)	0,140	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L150202		
N° di repertorio	181394		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	11cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		