



## Scheda tecnica REF 72.08.00

20.02.2026

Dati generali			
Codice	72.08.00	Dingman apribocca completo	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35085	GTIN	04046826130930
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-822
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso netto (kg)	0,478	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L150202		
N° di repertorio	181396		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica ) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
<b>Condizioni di conservazione</b> Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
<b>Materiali</b>			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4021 (X20Cr13)		