







## Scheda tecnica REF 72.25.37

20.02.2026

Dati generali			
Codice	72.25.37	Henke dissettore di tonsille doppio24.0cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12255	GTIN	04046826131173
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-070
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Peso netto (kg)	0,041	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L0102		
N° di repertorio	185106		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	24.0cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		