






Scheda tecnica REF 72.25.38

20.02.2026

Dati generali			
Codice	72.25.38	Henke dissettore di tonsille grande doppio24cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12255	GTIN	04046826131180
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-070
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;04;aj;5X
Peso netto (kg)	0,046	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0102		
N° di repertorio	185107		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	24cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		