








Scheda tecnica REF 72.40.15

20.02.2026

Dati generali			
Codice	72.40.15	Mikulicz clamp per tonsille 18cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826131234
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-070
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso netto (kg)	0,046	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L14010201		
N° di repertorio	180574		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	18cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		