







Scheda tecnica REF 72.40.23

20.02.2026

Dati generali			
Codice	72.40.23	White pinza da presa per tonsille23cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826131296
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-070
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,072	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L14010201		
N° di repertorio	180580		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	23cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		