







Scheda tecnica REF 72.40.50

20.02.2026

Dati generali			
Codice	72.40.50	Tyding pinza da presa per tonsille angolata verso il basso 2x2 denti 21cm 2x2Z	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826131302
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-070
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,070	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L14010201		
N° di repertorio	180581		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	21cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		