







## Scheda tecnica REF 72.42.90

20.02.2026

Dati generali			
Codice	72.42.90	McWorter Lothrop clamp per tonsille 18.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826131364
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-070
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso netto (kg)	0,056	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L14010201		
N° di repertorio	180568		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	18.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		