






Scheda tecnica REF 72.45.30

20.02.2026

Dati generali			
Codice	72.45.30	Good forbici per tonsille19cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	16520	GTIN	04046826131395
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-520
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,053	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L01040603		
N° di repertorio	249974		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	19cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		