






Scheda tecnica REF 72.50.05

20.02.2026

Dati generali			
Codice	72.50.05	Brünings rullante per tonsille29cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13632	GTIN	04046826131418
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-632
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;06;ah;59
Peso netto (kg)	0,103	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L149008		
N° di repertorio	249072		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	29cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4301 (X5CrNi18-10)		