





## Scheda tecnica REF 72.95.19

20.02.2026

| Dati generali   |                                     |   |                |
|---|-------------------------------------|---|----------------|
| Codice  | 72.95.19                            | cannula tonsillare angolata verso il basso Luer-LockØ 0.8mm 12cm 90° LL |                |
| Unità   | pz.                                 | Numero doganale   | 90183900       |
| GMDN  | 60909                               | GTIN  | 04046826131647 |
| Classe di rischio   | 2a (EU MDD)                         | UMDNS-Code  | 15-206         |
| Classe  | 6 (EU MDD)                          | Base UDI-DI   |                |
| Peso netto (kg)   | 0,024                               | Istruzioni d'uso  |                |
| Latex free  | si                                  | Istruzioni per la preparazione  | MPK03          |
| Codice CND  |                                     |   |                |
| N° di repertorio  |                                     |   |                |
|    |                                     |   |                |
| Medicon media   | 450.00.37 (catalogo ORL )           |   |                |
| Immagine completa   |                                     | Immagine dettagliata  |                |
|   |                                     |   |                |
| Misura  | Ø 0.8mm 12cm 90°                    | Rivestimento  |                |
| Condizioni di conservazione   |                                     |   |                |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |                                     |   |                |
| Materiali   |                                     |   |                |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN) |   |                |
| Corpo   | 1.4301 (X5CrNi18-10)                |   |                |
| Manico  | 2.0401 (CuZn39Pb3)                  |   |                |