



Scheda tecnica REF 720.03.30

25.08.2026

Dati generali			
Codice	720.03.30	Kerrison DieBlauen30cm 3mm 40°	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826863135
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,000	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	30cm 3mm 40°	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		