








Scheda tecnica REF 73.11.35

20.02.2026

Dati generali			
Codice	73.11.35	Jackson Laringoscopia Bronchiale pinze da biopsia thperchio di thpertura28cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	11775	GTIN	04046826131708
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;04;ag;3V
Peso netto (kg)	0,035	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L1204		
N° di repertorio	357591		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	28cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		