








Scheda tecnica REF 73.12.17

20.02.2026

Dati generali			
Codice	73.12.17	Jackson Laringoscopia Bronchiale pinze angolata verso l'alto 35cm Ø 2mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	11775	GTIN	04046826131739
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,040	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L1204		
N° di repertorio	357594		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	35cm Ø 2mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		