








Scheda tecnica REF 73.17.03

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| Codice | 73.17.03 | Laringoscopia pinze a cucchiaino destro curva Ø 2mm 23cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 62467 | GTIN | 04046826132194 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 16-270 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso netto (kg) | 0,040 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | L149099 | | |
| N° di repertorio | 358038 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.37 (catalogo ORL) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|    | | | |
| Misura | Ø 2mm 23cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo Vite | 1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |