








## Scheda tecnica REF 73.17.09

20.02.2026

Dati generali			
Codice	73.17.09	Laringoscopia pinze a cucchiaino ovale 23cm ger 3x5mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826132255
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,040	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L149099		
N° di repertorio	358044		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	23cm ger 3x5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		