








Scheda tecnica REF 73.17.44

20.02.2026

Dati generali			
Codice	73.17.44	Laringoscopia pinze a cucchiaio destro piegata verso l'alto Ø 1mm 23cm Mikro	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826132569
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,040	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L149099		
N° di repertorio	358067		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	Ø 1mm 23cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		