








## Scheda tecnica REF 73.17.55

20.02.2026

Dati generali			
Codice	73.17.55	Laringoscopia pinze da presa dentato sinistra piegata verso l'alto 23cm Mikro	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826132637
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,040	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L149099		
N° di repertorio	358074		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	23cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		