






Scheda tecnica REF 73.17.75

20.02.2026

Dati generali			
Codice	73.17.75	Laringoscopia forbici piegata verso l'alto asta piegata verso l'alto 23cm 45°	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	46421	GTIN	04046826132736
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,040	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L1202		
N° di repertorio	420395		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	23cm 45°	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		