






Scheda tecnica REF 73.17.80

20.02.2026

Dati generali			
Codice	73.17.80	cannula di aspirazione per laringea piegata verso l'alto Ø 2mm 25cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826132767
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-206
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,020	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	A06010103		
N° di repertorio	420318		
			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	Ø 2mm 25cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		