








Scheda tecnica REF 73.30.80

20.02.2026

Dati generali			
Codice	73.30.80	porta aghi per laringe con blocco conico23cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826133764
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso netto (kg)	0,045	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK07-1
Codice CND	L0205		
N° di repertorio	417023		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	23cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		