






## Scheda tecnica REF 73.42.30

20.02.2026

Dati generali			
Codice	73.42.30	Tubo di prolunga angolata verso il basso30cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826134181
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,020	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L149099		
N° di repertorio	358201		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	30cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		