







Scheda tecnica REF 73.43.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	73.43.03	Fränkel Base della laringe angolata verso il basso	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826134259
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,003	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L149099		
N° di repertorio	358208		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		