



Scheda tecnica REF 73.47.26

20.02.2026

Dati generali			
Codice	73.47.26	specchietto laringeo Ø 26mm Fig 8 P/5	
Unità	cf./5	Numero doganale	90189084
GMDN	33431	GTIN	04046826134938
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-549
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;01;XD
Peso netto (kg)	0,047	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L160202		
N° di repertorio	191778		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	Ø 26mm	Rivestimento	Rivestimento evaporato su specchi laringei
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	GLAS (Glas)		