






Scheda tecnica REF 73.47.55

20.02.2026

Dati generali			
Codice	73.47.55	manico per specchietto laringeo11.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33431	GTIN	04046826134976
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-549
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;01;XD
Peso netto (kg)	0,024	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L160202		
N° di repertorio	191782		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	11.5cm	Rivestimento	Rivestimento evaporato su specchi laringei
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	GLAS (Glas)		