







Scheda tecnica REF 73.48.92

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|--|---|--|
| Codice | 73.48.92 | Michel specchietto laringeo Ø 12mm 27cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 33431 | GTIN | 04046826135119 |
| Classe di rischio | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 12-549 |
| Classe | 5 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N004;01;XD |
| Peso netto (kg) | 0,045 | Istruzioni d'uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | L160202 | | |
| N° di repertorio | 191797 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | Ø 12mm 27cm | Rivestimento | Rivestimento evaporato su specchi laringei |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Manico | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Altro | GLAS (Glas) | | |